

Service Angebotsliste für PorcAnest Geräte mit Zubehör

Service-Abonnement (exkl. MwSt.)

Serviceabonnement für PorcAnest 3000jährlich Fr. 415.-

Mit dem Serviceabonnement wird Ihnen das OP-Narkosegerät PorcAnest 3000 mit VD-Verdampfereinheit und 3 Halter 1x jährlich für Fr. 415.- inwendig gereinigt, kontrolliert, eingestellt und auf die Funktionstüchtigkeit geprüft.

Bei Ersatz von defekten Teilen wird nur der Preis des Ersatzteils verrechnet. Die Arbeit ist im Service-Abo enthalten.

Nur das ausgewiesene Ersatzmaterial, welches Fr. 20.- übersteigt, wird nach unseren Listenpreisen in Rechnung gestellt.

Bei extrem verschmutzten Geräten werden Reinigungsaufwände, die mehr als 1 Stunde beanspruchen, in Rechnung gestellt.

Die Transportkosten sind im Service-Abo nicht enthalten.

Beachten Sie die Erklärungen auf der Sammelstellenliste und die entsprechenden Zustell- und Abholdaten, (siehe Beilage).

Das Service-Abo ist gültig innerhalb eines Kalenderjahres. Es ist gegen Rechnungstellung spätestens bis am 15. Januar zu bezahlen.

Mit dem jährlichen Service bleibt Ihr Gerät immer funktionstüchtig und einsatzbereit.

Das Service-Abo lohnt sich, denn die Servicearbeiten sind im Abonnementspreis enthalten und werden nicht nach Aufwand verrechnet.

Mit dem Abschluss eines Jahresabonnements erhalten Sie den Vereinbarungsvertrag mit den allgemeinen Bedingungen zugestellt.

Das Jahres-Abo verpflichtet mindestens 2 Jahre, danach kann es jeweils für ein weiteres Jahr verlängert werden.

Preisliste 2019 für Service ohne Abonnement (exkl. MwSt.)

OP-Geräte PorcAnest 3000 mit Halter

Servicepauschale für leichte Reinigung, Funktionskontrolle und Gastest..... Fr. 353.-

VD-Verdampfereinheit

Servicepauschale für leichte Reinigung, Funktionskontrolle

und Justierung..... Fr. 297.-

Gerät PorcAnest 1000 mit Halter

Servicepauschale für leichte Reinigung, Funktionskontrolle

mit Gastest und Justierung..... Fr. 398.-

Kosten für die Zustellung der Geräte via Sammelstellen: Code A-I, ohne G Fr. 40.-

Kosten für die Zustellung der Geräte via Sammelstellen: Code K-N Fr. 50.-

Kosten für die Zustellung der Geräte via Sammelstellen: Code O-R Fr. 60.-

Nach der Reinigung sind die beweglichen Teile immer nur mit dem **Finlube Teflon-Oel-Spray** zu schmieren. (Wichtig für die Funktionalität)
INTERFLON Lube TF Spraydose 500 ml Fr. 45.50

Promatec-Verdampfer mit Heizung, geeignet auch für kalte Tage, einfache und sichere Handhabung, Nachfüllen ohne Schlauch, einsetzbar ab 5° bis 30° Umgebungstemperatur.

Nachrüstpreis Fr. 980.-

Nachrüstung gleichzeitig mit Service Fr. 850.-

Express-Transport durch Promatec, am Hof abgeholt. pro Km Fr. 1.30

Reinigung für stark verschmutzte Geräte und Arbeit zum Ersetzen von Material nach Aufwand

Material und Testmittel nach unseren Listenpreisen nach Aufwand

Besonderes:

Werden die Servicekosten über Fr. 900.- zu stehen kommen, wird Ihnen zuerst ein Kostenvoranschlag unterbreitet.

Die Geräte können jederzeit für ein Service direkt zu Promatec gebracht und dort wieder abgeholt werden. (Bitte voranmelden)

Machen Sie doch Gebrauch vom Sammeldienst!

Er verkürzt Ihnen den Transportweg und spart einiges an Transportkosten.

Das Serviceabonnement kann jederzeit abgeschlossen werden. Zahlbar 14 Tage nach Abschluss.

Bei einem Service kann ein 2-jähriges Service-Abo abgeschlossen werden, dann wird der Service im Abo-Tarif verrechnet.

Nach 2 Jahren Service-Abo kann das Abonnement mit der Einzahlung um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Wichtige Hinweise:

- Wir empfehlen Ihnen Ihre Geräte nach jedem Gebrauch mit feuchten Lappen zu reinigen und in einem staubfreien und trockenen Raum (nicht in Stallluft) bis zum nächsten Gebrauch aufzubewahren.

- Niemals die Geräte mit Abspritzen reinigen, denn damit werden Elektronik- und Schaltelemente zerstört.

- Bewegliche Elemente immer nach der Reinigung leicht mit dem empfohlenen Schmierstoff „INTERFLON Lube TF“ spraysen. (Siehe Wartungsanleitung Schmierung unter www.promatec.ch)

Werden diese Anweisungen korrekt befolgt, ist die Funktion ihres Gerätes über eine längere Zeit gewährleistet.

Service- und Reparatur AVIS

Begleitdokument für die Zustellung der PorcAnest – Geräte an Promatec- Automation AG

Wichtig: Tragen Sie bitte Ihre Adresse und die Nummern Ihrer Geräte in die Rahmenfelder und den Buchstaben Ihrer ausgewählten Sammelstelle nach der Sammelstellen-Liste ein.

Der Abholdienst kann nur die Geräte abholen, deren Nummern, auf dem adressierten Begleitdokument, eingetragen sind.

Zustell- und Abholdatum (siehe Sammelstellenliste)

Name.....Vorname.....

Strasse/Nr.....PLZ.....Ort.....

Tel.:Email:.....

Gefaltetes
Dokument
in Couvert
schieben
und mit
Klebeband
auf dem
Gerät
befestigen

Ihre Sammelstelle

Buchstaben der gewählten Sammelstelle eintragen

Operationsgerätekofter: vorne

OP-.....

links unten

Verdampfeinheit:

Fuss

VD-.....

vorne rechts unten

Halter 1 :

Stirnseitig

NR-.....

an Klemmstück

Halter 2 :

Stirnseitig

NR-.....

an Klemmstück

Halter 3 :

Stirnseitig

NR-.....

an Klemmstück

Reparatur- Hinweise und Bemerkungen:

.....

.....

.....

.....

Wichtig: Haben Sie Ihr Gerät für den Service sauber gereinigt?

Mitgeben zum Service: Operationsgerät, Verdampfer und alle Ferkelhalter. Geräte stets trocken und fern von Stallluft aufbewahren. Nach jedem Gebrauch sind die Geräte von tierischen Rückständen und Futtermittel aller Art zu reinigen, denn **diese** wirken aggressiv und zerstörerisch